

## Vyšší stupeň dezinfekce a dvoustupňová dezinfekce

### Příloha č. 3 k vyhlášce MZd ČR ze dne 18.5.2005

(Kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče)

Způsoby sterilizace a její kontroly, způsoby vyššího stupně dezinfekce, způsoby dezinfekce a její kontroly

PŘEDPIS	PŘEDMĚT	PROSTŘEDEK S ÚČINKEM	POSTUP
<p> Příloha č. 3 k vyhlášce č. 195/2005 Sb. </p> <p> <b>B. VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE</b> </p>	<p> Vyšetřovací endoskopy (<b>flexibilní a rigidní</b>) nevhodné pro dostupné sterilizační postupy </p>	<p> Minimálně: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li> • Baktericidní </li> <li> • Fungicidní </li> <li> • Virucidní </li> </ul>	<p> 1. Krok: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Ihned po použití ponořeními do přípravku s virucidním účinkem. </li> </ul> <p> 2. Krok: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Mechanická očista vč. dezinfekce, </li> <li> - oplach pitnou vodou, </li> <li> - sušení. </li> </ul> <p> 3. Krok: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Dezinfekce ponořením, </li> <li> - oplach sterilní vodou, </li> <li> - sušení. </li> </ul>
<p> Příloha č. 3 k vyhlášce č. 195/2005 Sb. </p> <p> C. DEZINFEKCE </p> <p> j) <b>Dvoustupňová dezinfekce</b> </p>	<p> <b>Flexibilní digestivní</b> endoskopy, ezofagogastroskopy, kolposkopy, enteroskopy, duodenoskopy s boční optikou, sigmoideoskopy a <b>rigidní diagnostické</b> endoskopy anoskopy a rektoskopy nebo jejich části, které nelze sterilizovat </p>	<p> Minimálně: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li> • Baktericidní </li> <li> • Fungicidní </li> <li> • Virucidní </li> </ul>	<p> 1. Krok (I. Fáze): </p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Desinfekce přípravkem s virucidním účinkem. </li> </ul> <p> 2. Krok: </p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Mechanická očista, </li> <li> - oplach pitnou vodou, </li> <li> - sušení. </li> </ul> <p> 3 Krok (II. Fáze): </p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Dezinfekce ponořením do přípravku minimálně s účinkem baktericidním, fungicidním a virucidním, </li> <li> - oplach aqua purificata. </li> </ul>

- Části přístrojů používané k úkonům porušujícím integritu kůže a sliznic se musí sterilizovat jako operační instrumentárium.

- Vyšší stupeň dezinfekce a dvoustupňová dezinfekce zaručují usmrcení bakterií, virů, hub a spor, nezaručují usmrcení prvoků, helmitů apod.