

Metoda Suspenzní	Faktor redukce	Testovací kmeny	Interferující podmínky		Kontaktní Čas/min.		Testovací Teplota/°C	
			Nízké	Vysoké	Stano- vený	Doporu- čený	Stano- vená	Doporu- čená
Základní ČSN EN 14347	≥ 4,0	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus cereus</i>	0	0	30, 60 nebo 120	0	20 ± 1	0
Pro potraviny, průmysl a domácnost ČSN EN 13704 doplňkové	≥ 3,0	<i>Bacillus subtilis</i>	0,3g bovinní albumin	0	60	0	20 ± 1	0
	≥ 3,0	<i>Bacillus cereus</i> <i>Clostridium</i> <i>sporogenes</i>	0	0		5 nebo 15 nebo 30		4 nebo 10 nebo 40 nebo 75